

การประยุกต์ใช้ ในงานด้านแก้ว

Thermogravimetric

Differential Scanning Calorimeter

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ก้าวเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีการผลิตโดยการหลอมวัตถุดินต่าง ๆ เข้าด้วยกันที่อุณหภูมิสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแก้ว โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1500°C จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วจนกลาสสภาพเป็นของแข็งที่ไม่มีโครงสร้างเป็นผลึก ทำให้แก้วมีลักษณะโปร่งใส ในการผลิตเพื่อให้ได้แก้วที่มีคุณภาพดี มีความใสปราศจากตำหนิ จำเป็นที่จะต้องทราบถึงสมบัติทางความร้อนของแก้วและวัตถุดินที่ใช้ อุณหภูมิการหลอมตัวของล้วนผลลัพธ์ อุณหภูมิการเกิดผลลัพธ์ของแก้ว เพื่อที่จะได้วางแผนการผลิตแก้วให้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ได้แก้วที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ลดการสูญเสีย และประหยัดพลังงานในการผลิตแก้ว การศึกษาสมบัติและพฤติกรรมทางความร้อนดังกล่าว สามารถศึกษาได้โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพลังงานและน้ำหนัก (Thermogravimetric/ Differential Scanning Calorimeter, TG/DSC)

TG/DSC เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของวัสดุหลายชนิด เช่น แก้ว เซรามิก พลาสติก ย่าง เป็นต้น โดยวัดเป็นค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการกระบวนการดูดหรือการปลั่งงานขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้น (endothermic or exothermic processes) ดังแสดงในภาพที่ 1 กระบวนการนี้เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสาร เช่น การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลว จะต้องมีการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อถ่ายพันธะ เรียกว่าปฏิกิริยา endothermic ในทางกลับกัน เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งจะมีการปล่อยพลังงาน

เพื่อสร้างพันธะ เรียกว่าปฏิกิริยา Exothermic ทำให้อุณหภูมิของตัวอย่างและสารมาตรฐาน (references) แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัสดุนั้น ๆ เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิภายในได้บรรยายภาพที่ถูกความคุณ เช่น การเปลี่ยนเฟส การละลาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลลัพธ์ การเดือด การเผาไหม้ การระเหย การขยายตัว การแตกตัว กระบวนการออกซิเดชันหรือกัดซักร แลบปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่วัสดุได้รับความร้อน ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็นกราฟระหว่างความแตกต่างของปริมาณความร้อน และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกับอุณหภูมิโดยเทียบกับ references การวิเคราะห์ทำได้พร้อมกัน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

สำหรับงานทางด้านแก้ว TG/DSC ได้ถูกนำไปใช้ในภาคด้านต่อไปนี้

ด้านต่อไปนี้

วัตถุดินทางด้านแก้วรวมทั้งเซรามิก เช่น ซิลิคัฟร์ฟันมา หินปูน โดโลไมต์ จะมีกราฟที่มีลักษณะเฉพาะตัว (characteristics) TG/DSC สามารถใช้หาชนิดของวัตถุดิน ความบริสุทธิ์ของสาร การเปลี่ยนแปลงเฟสที่ซึ่งอุณหภูมิต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักในแต่ละช่วงอุณหภูมิอันเนื่องมาจากกระบวนการทางเหลวของน้ำการเกิดแก๊สต่าง ๆ เช่น CO_2 และ SO_2 การถ่ายตัวของสาร การหลอมตัว และการเกิดสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมทางความร้อนของวัตถุดิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานในด้าน

ต่าง ๆ เช่น การคำนวณส่วนผสมของแก้ว เคลือบเซรามิก และเนื้อดินปั้น หรือวัตถุดินน้ำหนามาแบ่งการใช้งาน หรือไม่ เป็นต้น

ตัวการนองตองแก้ว

วัตถุดินที่ใช้ในการหลอมแก้วโดยทั่วไป ประกอบด้วย ทรัม โดโลไมต์ หินปูนหรือแคลเซียม ออกไซด์ และโซดาหรือโซเดียมออกไซด์ วัตถุดินเหล่านี้ เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น การสลายตัว ของหินปูน และโดโลไมต์ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างวัตถุดิน การหลอมตัว พฤติกรรมทางความร้อน ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกิดท่ออุณหภูมิต่างกันขึ้นกับชนิดของ วัตถุดิน เครื่อง TG/DSC สามารถอ่านได้ว่าในแต่ละช่วง อุณหภูมิเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้น เกิดการวางแผนการ หลอมแก้วที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อทราบ อุณหภูมิในการหลอมตัวของส่วนผสม ทำให้สามารถ กำหนดอุณหภูมิในการหลอมที่เหมาะสมป้องกันการให้ พลังงานมากหรือน้อยเกินไป การกำหนดอุณหภูมิและ ระยะเวลาในการล่อฟอง (refining) ของน้ำแก้ว ใช้หา ค่าความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity, Cp) ของวัสดุ ซึ่งค่านี้ใช้นำไปคำนวณปริมาณพลังงาน ความร้อน heat flux และ heat balance ที่ใช้ใน กระบวนการหลอมแก้ว นอกจากนั้นกราฟ TG/DSC ที่ได้จากการหลอมส่วนผสมวัตถุดินนี้ ยังทำให้ทราบ อัตราการเย็นตัววิกฤต (critical cooling rate) ของ แก้วที่หลอม ซึ่งเป็นอัตราเร็วที่ชาที่สุดที่ทำให้น้ำแก้ว เย็นตัวแล้วสามารถถอยกลับไปได้ ถ้าอัตราการเย็นตัว ของน้ำแก้วช้ากว่านี้จะทำให้เกิดผลึกในแก้ว

ตัวการนองตองแก้ว

แก้วที่หลอมมาแล้ว เมื่อวิเคราะห์ค่าทางความร้อน ด้วย TG/DSC จะพบว่าแก้วมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก น้อยมากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความสำคัญอยู่ที่การ เปลี่ยนแปลงค่าพลังงาน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก้วจะมีการ ดูดพลังงานหรือ cavity พลังงานความร้อน ทำให้ทราบถึง อุณหภูมิกลางานสิ้น (glass transition temperature,

Tg) อุณหภูมิการเกิดผลึก (crystallization temperature, Tc) อุณหภูมิการหลอมตัว (melting temperature, Tm) และอุณหภูมิลิกวิดัส (liquidus temperature, Tl) ดังแสดงในภาพที่ 2 การทราบค่าต่าง ๆ ดังกล่าว ทำให้สามารถนำใช้ประโยชน์ดังนี้


Tg เป็นอุณหภูมิที่แสดงการเปลี่ยนแปลง ความร้อนจำเพาะ (specific heat) ของวัสดุอย่างทันที ทันใด เกิดขึ้นเมื่อแก้วเปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็น ของเหลว ประโยชน์ทางอ้อมคือเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการ ประมวลอุณหภูมิของการอบแก้ว (annealing) เพื่อ ลดความเครียดในเนื้อแก้ว ลดการแตกของแก้ว

Tc เป็นอุณหภูมิที่แก้วสามารถเกิดเป็นผลึก ได้ถ้ามีการยืนไฟที่อุณหภูมนี้เป็นเวลานาน และบ่งบอก ถึงจำนวนเฟสในเนื้อแก้ว โดยถ้าปรากฏพีคที่ต่ำแทนน้ำ เพียงพีคเดียวแสดงว่าแก้วนั้นมีเฟสเดียวที่เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ถ้ามีพีคมากกว่าหนึ่ง แสดงว่าแก้วนั้นมีหลายเฟส ดังแสดงในภาพที่ 3


Tm อุณหภูมิที่แก้วเริ่มเกิดการหลอมตัวจะ พบทพีค endothermic

Tl เป็นอุณหภูมิที่แก้วหลอมตัวโดยสมบูรณ์ ความเป็นระเบียบในโครงสร้างหายไป น้ำแก้วมีโครงสร้าง เป็นเนื้อเดียวกัน ดู Tl ได้จากอุณหภูมิ off-set ของ endothermic melting peak ภาพที่ 2


เครื่อง TG/DSC ของกลุ่มงานทดสอบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วและกระเจก โครงการฟิลิกส์และ วิศวกรรมน้ำ แสดงในภาพที่ 4 สามารถวิเคราะห์ใน ใหม่ของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก (TG) หรือการ เปลี่ยนแปลงค่าพลังงาน (DSC) หรือทั้งสอง荷合 พร้อมกัน จากอุณหภูมิห้อง จนถึง 1500°C ใน บรรยากาศที่เป็นแก๊สในโทรศัพท์ หรือบรรยากาศที่มีหิ้ง อากาศและแก๊สออกซิเจนสามารถให้บริการวิเคราะห์ได้ ทั้งแก้วและเซรามิก วัสดุอื่น รวมทั้งส่วนผสมและ วัตถุดิน โดยตัวอย่างกรณีขนาดอนุภาคที่ไม่เล็กจนเกินไป ดังภาพที่ 5



ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของสารเนื่องจากกระบวนการรดดหรือความร้อน



ภาพที่ 2 กราฟ DSC ของแก้วแสดงจุด T_g , T_c , T_m และ T_l



ภาพที่ 3 แสดงลักษณะกราฟของ ก. แก้วที่มีโครงสร้างผลึกไฟลเดี่ยว ข. แก้วที่มีโครงสร้างผลึกหลายไฟล




ก.




ข.

ภาพที่ 4 ก. เครื่อง TG/DSC และ ข. ถ้วยวิเคราะห์ตัวอย่าง



ก.



ข.

ภาพที่ 5 ตัวอย่างที่วิเคราะห์ ก.ตัวอย่างราย และ ข. ตัวอย่างแก้ว

10 กิจกรรม



Mackenzie, R. C. **Differential thermal analysis**. Vol. 2. London: Academic Press, 1970.

Pacific Northwest National Laboratory. Batch reactions of a soda-lime silicate glass (Report for G Plus Project for Libbey Inc.). Washington: Department of Energy, 2002 [Online]. [cited 15 June 2010] Available from Internet : http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-13994.pdf.

Shelby, J.E. **Introduction to glass science and technology**. 2nd Ed. New York: The Royal Society of Chemistry, 2005.

Yue, Y. Experimental evidence for the existence of an ordered structure in a silicate liquid above its liquidus temperature. **Journal of Non-Crystalline Solids**, October, 2004, vol. 345-346, p. 523-527.

